



DISPOMEDIC

MEDICINSKA SREDSTVA

Injekcione igle MICROJECT® BWC d.o.o. Beograd



Opšte karakteristike:


- Oštar vrh igle za manje traumatičan ubod,
- Tankozidna kanila od nerđajućeg čelika visokog kvaliteta za bezbednu primenu,
- Tanki debljina zida kanile omogućuje veći ID i veći protok,
- Dobra silikonizacija za bolju penetraciju,
- Polutransparentan, bojom kodiran HUB (glava igle),
- Čvrsto zalepljena kanila za HUB za pouzdanu primenu,
- Štitnik kanile obezbeđuje dobru zaštitu vrha igle,
- Za jednokratnu upotrebu,
- Netoksične, apirogene i sterilne,
- Injekciona igla sa Luer Lockom i štitnikom,
- Sterilizacija Etilen oksidom,
- Rok upotrebe 3 godine ukoliko pakovanje nije oštećeno.

Kataloški broj	VELIČINA		BOJA	OŠTRINA	PRIMENA	Komercijalno pakovanje	Transportno pakovanje
3111005	27G x 1/2"	0,40x13mm	Siva	SB, LB	Insulinska	100	5.000
3111006	27G x 3/4"	0,40x19mm	Siva	SB, LB	Insulinska	100	5.000
3110104	26G x 1/2"	0,45x13mm	Braon	SB, LB	Insulinska	100	5.000
3111000	25G x 5/8"	0,50x16mm	Narandžasta	SB, LB	Injekciona aplikacija odrasli / intramuskularno	100	5.000
3110107	25G x 1"	0,50x25mm	Narandžasta	SB, LB	Injekciona aplikacija odrasli / intramuskularno	100	5.000
3110108	23G x 1 1/4"	0,60x32mm	Plava	SB, LB	Injekciona aplikacija odrasli / intramuskularno	100	5.000
3110109	22G x 1 1/2"	0,70x40mm	Crna	SB, LB	Injekciona aplikacija odrasli / intramuskularno	100	5.000
3110101	21G x 1 1/2"	0,80x40mm	Zelena	SB, LB	Injekciona aplikacija odrasli / intramuskularno	100	5.000
3110102	20G x 1 1/2"	0,90x40mm	Žuta	SB, LB	Intravenozno, intraarterijalno, intramuskularno, uzimanje krvi i aplikacija- deca i odrasli	100	5.000
3110103	18G x 1 1/2"	1,20x40mm	Ljubičasta	SB, LB		100	5.000

Špricevi MICROJECT® BWC d.o.o. Beograd

Opšte karakteristike:

- Materijal: PP (polipropilen) & PE (polietilen) medicinskog kvaliteta,
- Mlaznica: luer konus centričan ili ekscentričan,
- Cilindar (PP) sa odgovarajućom podelom i rukohvatom,
- Klip (PE) za dvodelne sa pečurkom ventila,
- Klip za trodelne sa sedištem za ventil (gumica),
- Ventil (gumica) od Lateks free materijala,
- Za jednokratnu upotrebu,
- Netoksični, apirogeni i sterilni,
- Špric sa Luerom dvodelni i trodelni,
- Sterilizacija Etilen oksidom,
- Rok upotrebe 3 godine ukoliko pakovanje nije oštećeno.



Kataloški broj	TIP	VELIČINA	Podela	Položaj luera	PRIMENA	Komercijalno pakovanje	Transportno pakovanje
3120100	dvodelni	2 ml	0,1ml	centričan	Injekciona aplikacija	100	1.600
3120101	dvodelni	5 ml	0,2ml	centričan	Injekciona aplikacija	100	1.000
3120102	dvodelni	10 ml	0,5ml	ekscentričan	Injekciona aplikacija	100	600
3120103	dvodelni	20 ml	1ml	ekscentričan	Injekciona aplikacija	100	400
3120200	trodelni	2 ml	0,1ml	centričan	Injekciona aplikacija	100	1.600
3120201	trodelni	5 ml	0,2ml	centričan	Injekciona aplikacija	100	1.200
3120202	trodelni	10 ml	0,5ml	ekscentričan	Injekciona aplikacija	100	600
3120203	trodelni	20 ml	1ml	ekscentričan	Injekciona aplikacija	100	400



Špricevi MOMINA KREPOST Bugarska i HUICHUN Kina

Opšte karakteristike:

- Materijal: PP (polipropilen) & PE (polietilen) - Za jednokratnu upotrebu, medicinskog kvaliteta,
- Mlaznica: luer konus centričan ili - Netoksični, apirogeni i sterilni, ekscentričan,
- Cilindar (PP) sa odgovarajućom podelom i rukohvatom, - Špic sa Luerom trodelni, - Sterilizacija Etilen oksidom,
- Klip za trodelne sa sedištem za ventil (gumica), - Rok upotrebe 5 godina ukoliko pakovanje nije oštećeno.
- Ventil (gumica) od Lateks free materijala,

Kataloški broj	TIP	VELIČINA	Podela	Položaj luera	PRIMENA	Komercijalno pakovanje	Transportno pakovanje
Proizvođač MOMINA KREPOST Bugarska							
4122000	trodelni bez igle	1 ml (100 I.U.)	2 I.U.	centričan	Insulinska terapija	100	3.500
4122001	trodelni sa iglom 27G x 1/2"	1 ml (100 I.U.)	2 I.U.	centričan		200	2.400
4122006	trodelni Luer Sleep	50 ml	2 ml	ekscentričan	Injekciona aplikacija	200	200
4122008	trodelni Luer Lock	50 ml	2 ml	centričan		200	200
4122007	trodelni kateter	50 ml	2 ml	centričan	Ispiranje / Hranjenje	200	200
Proizvođač CHANGZHOU HUICHUN Medical Equipment Co.Ltd. Kina							
4122000	trodelni bez igle	1 ml	0,02ml	centričan	Insulinska terapija	100	3.200
4122001	trodelni sa iglom 26G x 1/2"	1 ml	0,02ml	centričan		100	3.200
4122007	trodelni kateter	50 ml	2 ml	centričan	Ispiranje / Hranjenje	25	400

Infuzioni setovi

Opšte karakteristike:

- Infuzioni set 1 600mm (63"),
- Dvokanalni probojac-20 kapi/ml sa štitnikom u skladu sa ISO 8536-4,
- Vazdušni filter sa poklopcem za dovodenje vazduha u bocu sa rastvorom,
- Zaštitna komora 50 mm za hvatanje kapi i izdvajanje mehurića vazduha,
- Disk filter za filtriranje eventualnih čestica iz rastvora,
- Regulator protoka sa toččićem za fino podešavanje protoka ili zatvaranja toka rastvora,
- Lateks konektor (injekciona gunica za davanje terapije),
- Adapter sa Luer konektorom u skladu sa ISO 594-1,
- PVC crevo prečnika 2,7mm x 3,6mm - dužine 150 cm,
- Koristi se za boce i kese,
- Napajanje samo slobodnim padom,
- Za jednokratnu upotrebu,
- Netoksični, apirogeni i sterilni,
- Sterilizacija Etilen oksidom,
- Rok upotrebe 3/5 godina ukoliko pakovanje nije oštećeno.



Kataloški broj	Naziv proizvoda	Proizvođač	Primena	Veličina igle (mm)	Rok upotrebe	Komercijalno pakovanje	Transportno pakovanje
3130100	Microject infuzioni set	BWC d.o.o. Beograd	Infuzion terapija		3 god.	25	250
3130101	Microject infuzioni set	BWC d.o.o. Beograd		0,8x40	3 god.	25	250
4131000	Infuzioni set Angeltouch	Angiplast, Indija		0,8x31	5 god.	40	560
4131100	Infuzioni set Huichun	Changzhou, Kina		0,8x40	3 god.	25	500



Infuzioni setovi Baby ANGELTOUCH, ANGIPLAST Indija

Opšte karakteristike:

- Oštar vrh igle za manje traumatičan ubod,
- Kanila od nerđajućeg čelika visokog kvaliteta za bezbednu primenu,
- Tanke debljine zida kanile omogućuju veći ID i veći protok,
- Dobra silikonizacija za bolju penetraciju
- Elastičan, bojom kodiran leptir igle,
- Štitnik kanile obezbeđuje dobru zaštitu vrha igle,
- Elastično crevo od PVC medicinskog kvaliteta
- Konektor sa kapićom,
- Za jednokratnu upotrebu,
- Netoksični, apirogeni i sterilni,
- Sterilizacija Etilen oksidom,
- Rok upotrebe 5 godina ukoliko pakovanje nije oštećeno.

Kataloški broj	VELIČINA		CREVO	BOJA	PRIMENA	Komercijalno pakovanje	Transportno pakovanje
4130200	19G	1,10x19mm	Ø1,5/2,5x250 mm	Braon	Infuzion terapija	200	4.000
4132000	21G	0,80x19mm	Ø1,5/2,5x250 mm	Zelena	Infuzion terapija	200	4.000
4132004	22G	0,70x19mm	Ø1,5/2,5x250 mm	Crna	Infuzion terapija	200	4.000
4132001	23G	0,60x19mm	Ø1,5/2,5x250 mm	Plava	Infuzion terapija	200	4.000
4132003	24G	0,55x19mm	Ø1,5/2,5x250 mm	Crvena	Infuzion terapija	200	4.000
4132002	25G	0,50x19mm	Ø1,5/2,5x250 mm	Narandžasta	Infuzion terapija	200	4.000



Transfuzioni setovi

Opšte karakteristike:

- Transfuzioni set 1 600mm (63"),
- Koristi se za kese i boce,
- Jednokanalni probojac-20 kapi/ml sa štitnikom u skladu sa ISO 1135-4,
- Dodatni probojac za dovodenje vazduha u bocu,
- Valjkasti filter 200 µm površine 20 cm²,
- Regulator protoka sa točkićem za fino podešavanje protoka ili zatvaranje toka rastvora (krvi),
- Lateks konektor (injekciona gumica) za davanje terapije,
- Adapter sa Luer konektorom u skladu sa ISO 594-1,
- PVC crevo prečnika 2,8mm x 3,8mm - dužine 150cm,
- Za jednokratnu upotrebu,
- Netoksični, apirogeni i sterilni,
- Sterilizacija Etilen oksidom,
- Rok upotrebe 3/5 godina ukoliko pakovanje nije oštećeno,

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Proizvođač	Primena	Veličina igle (mm)	Rok upotrebe	Komercijalno pakovanje	Transportno pakovanje
3140100	Microject Transfuzioni set	BWC d.o.o. Beograd	Davanje krvi i krvnih derivata		3 god.	25	250
3140101	Microject Transfuzioni set	BWC d.o.o. Beograd		1,2x40	3 god.	25	250
4140100	Transfuzioni set Angeltouch	Angiplast, Indija		1,2x40	5 god.	25	450

Intravenske kanile ANGELTOUCH, ANGIPLAST Indija

Opšte karakteristike:

- Koničan tip igle za lakši i manje traumatičan ubod,
- Tanki zidovi PTFE katetera sa X-RAY neprozirnom linijom,
- Fleksibilan i na izvijanje otporan kateter, sa dvostruko suženim i zaobljenim vrhom za glatko uvođenje i minimalne neprijatnosti za pacijenta,
- Priključak za ubrizgavanje sa jednosmernim ventilom i bojom kodiranim kapom za prekidno i bezbedno rukovanje lekovima tokom infuzije,
- Fleksibilni leptir obezbeđuje jednostavno i sigurno učvršćivanje i štiti kožu od kontakta sa luer lock konektorom,
- Visoko transparentna flash back komora za lako osmatranje i vraćanje krvi,
- Graničnik za krv,
- Luer lock kapica za zatvaranje najbližeg kraja katetera posle skidanja igle,
- Za jednokratnu upotrebu,
- Netoksične, apirogene i sterilne,
- Sterilizacija Etilen oksidom,
- Pakovanje: Jedinično u Blister, 100 kom u komercijalnu kutiju i 1.000 kom u kartonsku kutiju,
- Rok upotrebe 5 godina ukoliko pakovanje nije oštećeno.



Kataloški broj	VELIČINA	Prečnik katetera		Dužina katetera mm	Protok vode ml/min	BOJA	PRIMENA	Komercijalno pakovanje	Transportno pakovanje
		ID mm	OD mm						
4150101	14G	1,70	2,10	45	270	Narandžasta	Infuziona terapija	100	1.000
4150102	16G	1,30	1,70	45	180	Siva	Infuziona terapija	100	1.000
4150103	17G	1,10	1,50	45	125	Bela	Infuziona terapija	100	1.000
4150104	18G	0,90	1,30	45	80	Zelena	Infuziona terapija	100	1.000
4150105	20G	0,80	1,10	32	54	Roze	Infuziona terapija	100	1.000
4150106	22G	0,60	0,90	25	33	Plava	Infuziona terapija	100	1.000
4150107	24G	0,50	0,70	19	20	Žuta	Infuziona terapija	100	1.000



Beogradska 129-131, 11277 Beograd, Srbija, +381(0)11 8408 654, 8408 655, 8408 659

www.bwc-bg.com, www.bwc.rs

EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, EN ISO 13845:2003, CE 1304